



LETTRE D'INFORMATION SOUS-TRAITANCE 2021

NOUVELLE ORGANISATION DE VOTRE CENTRALE DE SOUS TRAITANCE CSM

2021 est synonyme de nouveauté et d'organisation chez CSM .

L'équipe CSM se structure et s'agrandit pour une qualité de service accrue et un meilleur accompagnement dans vos réalisations en sous traitance.



WILLIAM BLONDET - *Manager CSM*

Orthoprothésiste diplômé et auparavant Conseiller Technique et Commercial au sein du Groupe G2M, je prends le management de CSM succédant à Didier Chalouas.

Ce nouveau challenge sera porteur de nouveautés :

Une nouvelle offre de prestation est en préparation et nous avons le plaisir de vous faire parvenir les prémices de celles-ci.

Une récente organisation a été mise en place dans un souci d'amélioration de service, de qualité et de communication. Vous retrouverez ci-dessous vos nouveaux interlocuteurs ainsi que leurs fonctions.
N'hésitez pas à nous solliciter !



ANTOINE BENOIST - *Chef d'atelier CSM*

Intégré au Groupe G2M depuis maintenant 10 ans et fort de son expérience en tant que sellier garnisseur, Antoine aura à cœur de gérer la production ainsi que l'organisation de l'atelier CSM.


Il coordonnera les flux de production tout en veillant à la qualité de réalisation de vos appareillages.



MÉLODIE CARRÉ - *Assistante commerciale/service client*

Intégrée au Groupe G2M courant 2020 et forte de son expérience en tant que assistante commerciale France/Export, Mélodie vous accueillera par mail ou téléphone pour toutes commandes ou renseignements CSM.

Elle sera en charge de la saisie, de l'expédition et du suivi logistique de vos commandes.



DENIS VÉRITÉ & DAMIEN CHASTEAU DE BAYLON - *Opérateurs CFAO*

Ils sont tous deux en charge de la conception/rectification de vos mesures, fichiers scan sur nos logiciels de CAO (Rodin, Freeform, Cube, Meshlab...).

Ils programment nos 2 robots 7 axes ainsi que notre fraiseuse 2,5 axes pour le fraisage de positifs ou négatifs (assises de confort en mousse).

N'hésitez pas à les contacter pour renseignements de rectification/fraisage.

MATÉRIAUX D'USINAGES

CARACTÉRISTIQUES & APPLICATIONS

Fort de son expérience, **CSM** met son savoir-faire reconnu à disposition pour toute réalisation de fraisage thermoformage et finition d'appareillage orthopédique.

Doté de 2 robots de fraisage 7 axes ainsi que d'une fraiseuse 2.5 axes, CSM est en capacité d'usiner différents matériaux aux propriétés et caractéristiques techniques multiples.

Vous trouverez ci-dessous les différents matériaux usinables que nous vous proposons pour la réalisation de vos appareillages orthopédiques.



COMED (assise)

Densité : 30kg/m³

Mousse souple pour patient léger ou nécessitant un maintien avec une souplesse supérieure.



COFLEX (assise)

Densité : 45kg/m³

Mousse souple pour patient moyen nécessitant un bon confort avec un rebond supérieur.



COFERM (assise)

Densité : 50kg/m³

Mousse souple pour patient moyen/lourd nécessitant un bon maintien et une fermeté avec un rebond supérieur.



PLASTAZOTE BLEU (assise)

Densité : 25kg/m³

Mousse de polyéthylène rigide et à la fois confortable, apportant le maintien nécessaire pour la posture. Mousse à cellules fermées.



PLASTAZOTE NOIR (assise)

Densité : 35kg/m³

Mousse de polyéthylène rigide et à la fois confortable, apportant le maintien nécessaire pour la posture. Mousse à cellules fermées.



POLYURETHANE

Mousse rigide pour les fraisages de positifs, afin de permettre le thermoformage ou la stratification des différents appareillages orthopédiques.



COFLEX (matelas)

Densité : 45kg/m³

Mousse souple pour patient de poids moyen/lourd nécessitant un bon confort avec un rebond supérieur.



COPLI (matelas)

Densité : 20kg/m³

Mousse souple pour patient léger ou nécessitant une grande souplesse et un grand confort.

LE TRISKELO



Appareillage de déambulation. Tricycle à propulsion podale avec corset-selle sur-mesure.

L'enfant peut se diriger seul, permettant ainsi la dissociation des ceintures. Le Triskelo sera le partenaire idéal pour les ballades en famille.

Le **TRISKELO** s'adresse principalement aux enfants sans marche autonome avec une bonne tenue de tronc (hémiplegie, diplégie spastique, syndrome cérébrale), avec une marche autonome fragile manquant de confiance dans leur déplacement, ou avec des déficiences intellectuelles comme aide technique à l'éveil et à l'apprentissage du déplacement.

Pour la réalisation du Triskelo, envoyez-nous notre fiche de mesure ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com.





À l'aventure !

T67K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 1	650 x 900 mm	20 kg - 1,00 m - de 2 à 5 ans*
Taille 2	650 x 1075 mm	30 kg - 1,20 m - de 4 à 6 ans*

*À titre indicatif.

	Taille 1 (T67K-1)	Taille 2 (T67K-2)
A - Empattement arrière	650 mm	650 mm
B - Largeur guidon	350 mm	350 mm
C - Longueur	900 mm	1075 mm
D - Hauteur guidon	de 470 à 590 mm	de 560 à 680 mm
E - Distance tronc/guidon	de 250 à 320 mm	de 310 à 380 mm
F - Hauteur d'assise	de 290 à 500 mm	de 390 à 600 mm



PERSONNALISEZ VOTRE TRISKELO



CANNE DE POUSSÉE



SELLE MONOBLOC



SELLE DOSSIER
RÉGLABLE

SANGLE
THORACIQUE



SANGLE
ABDOMINALE

COULEUR DE CHÂSSIS



Bleu Foncé Bleu Clair Vert Pastel Rose Parme Rouge Noir

COULEUR DE SELLE INTERNE



COULEUR EXTERNE DE SELLE



Jean Fish bleu Hibiscus rose Hibiscus bleu Hawaï surf



Hawaï surf
bleu Camouflage
Bleu Camouflage
Vert Carbone Fashion Coeurs Chaussures Blue Jean's Alu



Licorne Kart Spationaute Fée Princesses Circuit Graf



Jungle Surf Tag Vétérinaire Néocity

LE MOTILO *style*



L'objectif du **MOTILO** est de permettre la déambulation à une population d'enfant polyhandicapé grâce à l'adaptation sur-mesure d'un corset-selle réglable en hauteur et en inclinaison sur le châssis roulant stable et adapté au besoin de la déambulation.

La version *style* du **MOTILO** facilite l'installation du patient sur la selle grâce à un dossier totalement amovible et ajustable en profondeur. Elle possède aussi un garnissage amovible et lavable en machine à 30°.

Il permet :

- l'apprentissage des fonctions motrices encore non acquises,
- de prévenir et corriger les conséquences fonctionnelles ainsi que les déformations orthopédiques des déséquilibres musculaires,
- de faire découvrir la locomotion à un enfant polyhandicapé, lui offrant ainsi la possibilité pour lui de se déplacer, de s'amuser et de s'affranchir des contraintes habituelles de sa vie.

Le MOTILO s'adresse aux enfants sans marche autonome et présentant un hypotonie de tronc nécessitant un maintien.

Pour la réalisation d'un Motilo Style, envoyez-nous notre fiche de mesures ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com.






Une mobilité sur-mesure !

Tx0K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 0 (T00K)	480 x 750 mm	15 kg - 1,00 m - de 3 à 5 ans*
Taille 1 (T10K)	600 x 950 mm	20 kg - 1,20 m - de 4 à 5 ans*
Taille 2 (T20K)	700 x 1120 mm	35 kg - 1,40 m - de 7 à 12 ans*
Taille 3 (T30K)	800 x 1350 mm	50 kg - 1,60 m - de jeune adulte*

*À titre indicatif.

	Taille 0 (T00K)	Taille 1 (T10K)	Taille 2 (T20K)	Taille 3 (T30K)
A - Empattement arrière	370 mm	460 mm	530 mm	600 mm
B - Empattement avant	480 mm	600 mm	700 mm	800 mm
C - Longueur	650/700/750 mm	850/900/950 mm	1020/1070/1120 mm	1200/1250/1350 mm
D - Largeur guidon	270 mm	350 mm	450 mm	450 mm
E - Sol/entrejambe	de 215 à 380 mm	de 380 à 510 mm	de 500 à 650 mm	de 550 à 800 mm



PERSONNALISEZ VOTRE MOTILO

Support de tablette
avec tablette blanche
pour châssis T0 et T1

Réf. : **T90-VI12BCI**

Avec tablette transparente
pour châssis T0 et T1

Réf. : **T90-VI12TRCI**


Avec tablette blanche
pour châssis T2 et T3

Réf. : **T90-VI12RBC2**

Avec tablette transparente
pour châssis T2 et T3

Réf. : **T90-VI12TRC2**

Taille 1 : 500 x 600 mm
Taille 2 : 600 x 700 mm



Séparateur jambier

Réf. : **T00ABD**



Canne de direction

Réf. : **T0060**

Poignée coudée
(la paire)

Réf. : **T0040-1**



Support de tablette

Réf. : **T0050-1**



Kit roues
tout terrain
(sans frein)

Réf. : **T0070-1**



Kit roues
non directionnelles

Réf. : **T0020-1** (pour T0)

Réf. : **T0020-2** (pour T1, T2 et T3)



Tête

Réf. : **SAT43Z03**



COULEUR DE CHÂSSIS



Bleu Foncé **Bleu Clair** **Vert Pastel** **Rose** **Parme** **Rouge** **Noir**

COULEUR DE SELLE INTERNE

TISSUS CONTONFLEX



COULEUR EXTERNE DE SELLE



Jean **Fish bleu** **Hibiscus rose** **Hibiscus bleu** **Hawaï surf**



Hawaï surf bleu **Camouflage Bleu** **Camouflage Vert** **Carbone** **Fashion** **Coeurs** **Chaussures** **Blue Jean's** **Alu**



Licorne **Kart** **Spationaute** **Fée** **Princesses** **Circuit** **Graf**



Jungle **Surf** **Tag** **Vétérinaire** **Néocité**

LE MOTILO ORIGINAL



L'objectif du **MOTILO** est de permettre la déambulation à une population d'enfant polyhandicapé grâce à l'adaptation sur-mesure d'un corset-selle réglable en hauteur et en inclinaison sur le châssis roulant stable et adapté au besoin de la déambulation.

Il permet de :

- l'apprentissage des fonctions motrices encore non acquises,
- prévenir et corriger les conséquences fonctionnelles ainsi que les déformations orthopédiques des déséquilibres musculaires,
- faire découvrir la locomotion à un enfant polyhandicapé, lui offrant ainsi la possibilité pour lui de se déplacer, de s'amuser et de s'affranchir des contraintes habituelles de sa vie.

Le **MOTILO** s'adresse aux enfants sans marche autonome et présentant un hypotonie de tronc nécessitant un maintien.

Pour la réalisation d'un Motilo Original, envoyez-nous notre fiche de mesures ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com.






Une mobilité sur-mesure !

Tx0K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 0 (T00K)	480 x 750 mm	15 kg - 1,00 m - de 3 à 5 ans*
Taille 1 (T10K)	600 x 950 mm	20 kg - 1,20 m - de 4 à 5 ans*
Taille 2 (T20K)	700 x 1120 mm	35 kg - 1,40 m - de 7 à 12 ans*
Taille 3 (T30K)	800 x 1350 mm	50 kg - 1,60 m - de jeune adulte*

*À titre indicatif.

	Taille 0 (T00K)	Taille 1 (T10K)	Taille 2 (T20K)	Taille 3 (T30K)
A - Empattement arrière	370 mm	460 mm	530 mm	600 mm
B - Empattement avant	480 mm	600 mm	700 mm	800 mm
C - Longueur	650/700/750 mm	850/900/950 mm	1020/1070/1120 mm	1200/1250/1350 mm
D - Largeur guidon	270 mm	350 mm	450 mm	450 mm
E - Sol/entrejambe	de 215 à 380 mm	de 380 à 510 mm	de 500 à 650 mm	de 550 à 800 mm



PERSONNALISEZ VOTRE MOTILO

Support de tablette
avec tablette blanche
pour châssis T0 et T1

Réf.:T90-VI12BCI

Avec tablette transparente
pour châssis T0 et T1

Réf.:T90-VI12TRCI

Avec tablette blanche
pour châssis T2 et T3

Réf.:T90-VI12RBC2

Avec tablette transparente
pour châssis T2 et T3

Réf.:T90-VI12TRC2

Taille 1 : 500 x 600 mm
Taille 2 : 600 x 700 mm

Séparateur jambier

Réf.:T00ABD

Canne de direction

Réf.:T0060

Poignée coudée
(la paire)

Réf.:T0040-I

Support de tablette

Réf.:T0050-I

Kit roues
tout terrain
(sans frein)

Réf.:T0070-I

Kit roues
non directionnelles

Réf.:T0020-I (pour T0)

Réf.:T0020-2 (pour T1, T2 et T3)

Tête

Réf.:SAT43Z03

COULEUR DE CHÂSSIS



Bleu Foncé Bleu Clair Vert Pastel Rose Parme Rouge Noir



COULEUR DE
SELLE INTERNE
TISSUS LYCRA

COULEUR EXTERNE DE SELLE



Jean Fish bleu Hibiscus rose Hibiscus bleu Hawaï surf



Hawaï surf bleu Camouflage Bleu Camouflage Vert Carbone Fashion Coeurs Chaussures Blue Jean's Alu



Licorne Kart Spationaute Fée Princesses Circuit Graf



Jungle Surf Tag Vétérinaire Néocity

CONTACTEZ-NOUS : +33 (0)9 70 24 89 49 - cfao@groupe-g2m.com - www.csm-g2m.com

LES NOUVELLES FICHES DE MESURES CSM

Nos nouvelles fiches de mesures 2021 de **TRISKELO**, **MOTILO STYLE** et **MOTILO ORIGINAL** sont disponibles en téléchargement sur notre site dans l'onglet **ressources**.

Ces 3 nouvelles fiches de mesures marquent le début d'une gamme 2021 qui s'enrichira dans les semaines à venir pour différents appareillages. Plus claires et plus complètes, elles faciliteront vos commandes.

N'attendez plus visitez notre site www.csm-g2m.com et téléchargez-les !

The image displays three overlapping measurement sheets for CSM products. Each sheet is titled 'FICHE DE MESURES' and includes the CSM logo and the product name (TRISKELO, MOTILO STYLE, or MOTILO ORIGINAL). The sheets are designed for use by healthcare professionals to collect patient data and specify device requirements.

Key sections on the sheets include:

- Patient Information:** Fields for name, age, sex, height, weight, and date of measurement.
- Diagram:** A line drawing of a person in a seated position with various measurement points indicated by arrows and labels (e.g., 'hauteur', 'largeur', 'profondeur').
- Fabrication:** A section for specifying the type of device and its components, with checkboxes for various options.
- Châssis:** A section for specifying the frame dimensions and materials, with checkboxes for various options.
- Contour de châssis:** A section for specifying the frame shape and dimensions, with checkboxes for various options.
- Info selle:** A section for specifying the seat dimensions and materials, with checkboxes for various options.
- Contour de selle:** A section for specifying the seat shape and dimensions, with checkboxes for various options.
- Partie réservée à CSM:** A section for specifying the device model and other technical details.

At the bottom of each sheet, contact information is provided: **CONTACTEZ-NOUS : +33 (0)9 70 24 89 49 - cfao@groupe-g2m.com - www.csm-g2m.com**

NOTRE SAVOIR-FAIRE DE L'APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE

Notre savoir-faire nous permet de répondre à vos besoins quel que soit le degré de fabrication souhaité.

De la rectification à la finition, CSM aura à cœur de mettre son expertise à votre service.

Voici quelques exemples de prestations :



CORSET-SIÈGE PÉDIATRIQUE

Monté sur châssis Plimo2.



ASSISES DE POSTURES

En mousse fraisée peinte et housée.



ORTHÈSE DE POSTURE CRUROPÉDIEUSE

Avec garnissage amovible lavable.



ORTHÈSE CRUROPÉDIEUSE

En carbone avec releveur polypropylène.



MOTILO STYLE

Garnissage amovible et lavable.





LettreInfo_CSM_02/2021_Photos non contractuelles

CSM
by G2M

CONTACTEZ-NOUS

Tél. : +33 (0)9 70 24 89 49 - Fax : +33 (0)2 41 59 19 93
cfao@groupe-g2m.com

WWW.CSM-G2M.COM