

FICHE DE MESURES

ASSISE DE POSTURE - Mousse



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Société

Applicateur

Identification

Sexe Age Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité

Mesures

Mesures finies Mesures _____ + mm

Éléments fournis


Moulage Photos Fichier numérique

Densité de la mousse

COFLEX Patient léger/enfant COFERM Patient lourd/adulte

COMED Patient poids moyen

Hauteurs Largeurs



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil Réf. CSM production

Opérateur

WWW.GROUPE-G2M.COM

FICHE DE MESURES

ASSISE DE POSTURE - Coque



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Société _____

Identification _____

Sexe Age

Poids


Taille

Date des mesures _____

Délai souhaité _____

Applicateur _____

Mesures repose-pieds



Mesures





Par défaut de mesure, la coque rigide externe sera ajustée avec :

Profil postérieur : +/- 50 mm aux sommets

Profil assise : +/- 30 mm face externe cuisse

Profil sous axillaire : +/- 40 mm



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil _____

Réf. CSM production _____

Opérateur _____

WWW.GROUPE-G2M.COM

Groupe G2M - 168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

BON DE COMMANDE

ASSISE DE POSTURE



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Demande de devis

Commande

Date

Société

Adresse de livraison

Applicateur

Contre marque

Délai souhaité

Observations

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	

Garniture	
Plastron	
Plastron à bretelles	
Sangles bretelles	
Sangles fémorales	
Sangles abdominales	
Sangles thoraciques	
Poignée	

Papier de transfert
Indiquer la référence souhaitée <i>(reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)</i>
Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>

Couleur peinture			
Bleu foncé		Orange	
Bleu clair		Vert	
Jaune		Blanc	
Rouge			

Couleur housse			
Blanc		Rose	
Noir		Rouge	
Bleu marine		Jaune	
Bleu roi		Vert anis	
Bleu azur		Mauve	

Couleur châssis			
Bleu foncé		Rose	
Parme		Bleu clair	
Vert		Rouge	
Noir			



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Date de livraison

Observations

WWW.GROUPE-G2M.COM

Références	Descriptif	Cde
SAS100	Scanner moulage	
SAR100	Rectification assise de posture	
CORSET SIEGE DE POSTURE MOUSSE PIED TETE		
SAU100	Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFLEX HR41	
SAU120	Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COMED E30	
SAU140	Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFERM HR47	
CORSET SIEGE DE POSTURE ASSISE ET DOSSIER		
SAU200	Fraisage corset-siège de posture mousse COFLEX HR41	
SAU220	Fraisage corset-siège de posture mousse COMED E30	
SAU240	Fraisage corset-siège de posture mousse COFERM HR47	
ASSISE OU DOSSIER DE POSTURE		
SAU300	Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFLEX HR41	
SAU320	Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COMED E30	
SAU340	Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFERM HR47	
ADAPTATION COQUE RIGIDE		
SACRE	Coque rigide thermoformé pour corset siège mousse	
SACRE100	Assise ou dossier rigide	
HOUSSE		
SAHGT	2 Housses tissu eponge grande taille	
SAHPT	2 Housses tissu eponge petite taille	
SAHAD	2 Housses tissu eponge assise ou dossier	
SAH100	1 House tissu corset siege de posture pieds tete	
SAH200	1 House tissu coret siege de posture	
SAH300	1 House tissu assise ou dossier	
PEINTURE		
SAPGT	Peinture grande taille	
SAPPT	Peinture petite taille	
SAPAD	Peinture assise ou dossier	
ADJONCTIONS		
SAT43Z2	Tétière amovible ou non	
SAT43Z3	Tétière réglable au minimum dans les 2 plans	
SAT43Z3D	Tétière réglable au minimum dans les 3 plans	
SAT43Z18	Mentonnière	
SAT43Z4	Appui sous claviculaire rigide et réglable	
SAT43Z5	Appui sternal rigide et réglable	
SAT43Z7	Plot ABD amovible	
SAT43Z0809	Repose pieds segments pédieux et jambiers	
SAT43Z08SM	Repose pieds segments pédieux et jambiers sans montage	
SAT43Z08A	Montage articulation genou sur repose pieds	
SAT43Z10	Repose pieds monobloc	
SAT43Z10N	Repose pieds monobloc non monté	
SAT43Z1 IJB	Tablette standard janton blanche	
SAT43Z1 IJT	Tablette standard janton transparente	
SAT43Z12	Accoudoir	
SAT43Z16	Dispositif d'inclinaison socle ou dossier	
SAT43Z01	Socle de stabilisation	
SAT43Z06	Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple	
SAT43Z13	Dispositif de fixation du corset-siège à un support	
SAT43Z14	Dispositif de fixation du segment fémoral	
SAT43FOC	Adaptation lumières et renforts rigidité	
SAT43AF	Adaptation et finition	
SAT43Z20	Coussin d'assise en gel	
SAT43Z21	Insert gel	