

# FICHE DE MESURES

## ASSISE DE POSTURE - Mousse



Polyhandicap **ORTHÈSES**

### Société

Applicateur

Identification

Sexe  Age  Poids  Taille

Date des mesures

Délai souhaité

### Mesures

Mesures finies  Mesures \_\_\_\_\_ + mm

### Éléments fournis

Moulage  Photos  Fichier numérique


### Densité de la mousse

COFLEX  
Patient léger/enfant


COFERM  
Patient lourd/adulte

COMED  
Patient poids moyen

### Hauteurs Largeurs



### Hauteurs Prof.



### Cadre réservé à CSM

N° d'appareil   
Opérateur

Réf. CSM production

[WWW.GROUPE-G2M.COM](http://WWW.GROUPE-G2M.COM)

# FICHE DE MESURES

## ASSISE DE POSTURE - Coque



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Société \_\_\_\_\_

Identification \_\_\_\_\_

Sexe  Age

Poids


Taille

Date des mesures \_\_\_\_\_

Délai souhaité \_\_\_\_\_

Applicateur \_\_\_\_\_

### Mesures repose-pieds et tête



### Mesures




**Par défaut de mesure, la coque rigide externe sera ajustée avec :**


**Profil postérieur :** +/- 50 mm aux sommets

**Profil assise :** +/- 30 mm face externe cuisse

**Profil sous axillaire :** +/- 40 mm



**SOUS AXILLAIRE**



### Cadre réservé à CSM

N° d'appareil \_\_\_\_\_

Réf. CSM production \_\_\_\_\_

Opérateur \_\_\_\_\_

**WWW.GROUPE-G2M.COM**

# BON DE COMMANDE

## ASSISE DE POSTURE



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Demande de devis

Commande

Date

**Société**

**Adresse de livraison**

Applicateur

Contre marque

Délai souhaité

**Observations**

| Matière         | Épaisseur |
|-----------------|-----------|
| Polyéthylène HP |           |

| Garniture            |  |
|----------------------|--|
| Plastron             |  |
| Plastron à bretelles |  |
| Sangles bretelles    |  |
| Sangles fémorales    |  |
| Sangles abdominales  |  |
| Sangles thoraciques  |  |
| Poignée              |  |

| Socle      | Mesures |
|------------|---------|
| Largeur    |         |
| Profondeur |         |
| Épaisseur  |         |

| Papier de transfert   |
|---|
| Indiquer la référence souhaitée<br><i>(reportez-vous à notre catalogue Fournitures<br/>ou demandez-nous notre document<br/>de choix de coloris)</i> |
| Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>   |

| Couleur peinture |  |        |  |
|------------------|--|--------|--|
| Bleu foncé       |  | Orange |  |
| Bleu clair       |  | Vert   |  |
| Jaune            |  |        |  |
| Rouge            |  |        |  |

| Couleur housse |  |           |  |
|----------------|--|-----------|--|
| Écru           |  | Rose      |  |
| Noir           |  | Rouge     |  |
| Bleu marine    |  | Jaune     |  |
| Bleu roi       |  | Vert anis |  |
| Bleu azur      |  | Mauve     |  |

| Couleur châssis |  |            |  |
|-----------------|--|------------|--|
| Bleu foncé      |  | Rose       |  |
| Parme           |  | Bleu clair |  |
| Vert            |  | Rouge      |  |
| Noir            |  |            |  |



**Cadre réservé à CSM**

N° d'appareil

Opérateur

Date de livraison

Observations

**WWW.GROUPE-G2M.COM**

| Références                                       | Descriptif   | Cde |
|--|--|-----|
| SAS100   | Scanner moulage  |     |
| SAR100   | Rectification assise de posture                                |     |
| <b>CORSET SIEGE DE POSTURE MOUSSE PIED TETE</b>  |  |     |
| SAU100   | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFLEX HR41 |     |
| SAU120   | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COMED E30   |     |
| SAU140   | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFERM HR47 |     |
| <b>CORSET SIEGE DE POSTURE ASSISE ET DOSSIER</b> |  |     |
| SAU200   | Fraisage corset-siège de posture mousse COFLEX HR41            |     |
| SAU220   | Fraisage corset-siège de posture mousse COMED E30              |     |
| SAU240   | Fraisage corset-siège de posture mousse COFERM HR47            |     |
| <b>ASSISE OU DOSSIER DE POSTURE</b>              |  |     |
| SAU300   | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFLEX HR41       |     |
| SAU320   | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COMED E30         |     |
| SAU340   | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFERM HR47       |     |
| <b>ADAPTATION COQUE RIGIDE</b>                   |  |     |
| SACRE  | Coque rigide thermoformé pour corset siège mousse              |     |
| SACRE100   | Assise ou dossier rigide                                       |     |
| <b>HOUSSE</b>                                    |  |     |
| SAHGT  | 2 Housses tissu eponge grande taille                           |     |
| SAHPT  | 2 Housses tissu eponge petite taille                           |     |
| SAHAD  | 2 Housses tissu eponge assise ou dossier                       |     |
| SAH100   | 1 House tissu corset siege de posture pieds tete               |     |
| SAH200   | 1 House tissu coret siege de posture                           |     |
| SAH300   | 1 House tissu assise ou dossier                                |     |
| <b>PEINTURE</b>                                  |  |     |
| SAPGT  | Peinture grande taille   |     |
| SAPPT  | Peinture petite taille   |     |
| SAPAD  | Peinture assise ou dossier                                     |     |
| <b>ADJONCTIONS</b>                               |  |     |
| SAT43Z2  | Tétière amovible ou non  |     |
| SAT43Z3  | Tétière réglable au minimum dans les 2 plans                   |     |
| SAT43Z3D   | Tétière réglable au minimum dans les 3 plans                   |     |
| SAT43Z18   | Mentonnière  |     |
| SAT43Z4  | Appui sous claviculaire rigide et réglable                     |     |
| SAT43Z5  | Appui sternal rigide et réglable                               |     |
| SAT43Z7  | Plot ABD amovible  |     |
| SAT43Z0809                                       | Repose pieds segments pédieux et jambiers                      |     |
| SAT43Z08SM                                       | Repose pieds segments pédieux et jambiers sans montage         |     |
| SAT43Z08A  | Montage articulation genou sur repose pieds                    |     |
| SAT43Z10   | Repose pieds monobloc  |     |
| SAT43Z10N  | Repose pieds monobloc non monté                                |     |
| SAT43Z11JB                                       | Tablette standard janton blanche                               |     |
| SAT43Z11JT                                       | Tablette standard janton transparente                          |     |
| SAT43Z12   | Accoudoir  |     |
| SAT43Z16   | Dispositif d'inclinaison socle ou dossier                      |     |
| SAT43Z01   | Socle de stabilisation   |     |
| SAT43Z06   | Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple    |     |
| SAT43Z13   | Dispositif de fixation du corset-siège à un support            |     |
| SAT43Z14   | Dispositif de fixation du segment fémoral                      |     |
| SAT43FOC   | Adaptation lumières et renforts rigidité                       |     |
| SAT43AF  | Adaptation et finition   |     |
| SAT43Z20   | Coussin d'assise en gel  |     |
| SAT43Z21   | Insert gel   |     |